

Behandlingssäng Silovo



- Designmässig- ser inte ut som en sjukhussäng
- Tar mindre plats jmf sjukhussäng
- Lätt att rengöra
- Justerbart armstöd på ena eller båda sidor
- Elmotor för inställning av ryggstöd, säte, fotstöd och chockläge
- Steglös inställning från sittläge – sängläge till chockläge
- Mycket komfortabel Viscomadrass, 12 cm
- Centrallås

- Batteridrift
- Handkontroll
- Låg sitthöjd 53 cm
- Rundade hörnen på sängen
- Madrasskydd

Tillbehör

- Handtag för att lättare komma i och ur sängen
- Sänggrindar

