

CDK: Midlertidig kateter Trippellumen T3-CT

Benevnelse	Midlertidig, rett trippellumen CDK
Bruksområde	Hemodialyse og aferesebehandling. Infusjoner kan gis og CVP trykk kan måles i den tredje distale purpurfargede lumen.

Beskrivelse	<p>Myk, highflow CDK med tre lumen.</p> <p>Spissen vender 90 grader ved den arterielle lumen, slik at kateterlåsen holdes bedre på plass i kateteret.</p> <p>Den tredje lumen kan benyttes til andre infusjoner og tåler høye trykk opp til 5 ml/sek, som benyttes ved CT infusjon og til måling av CVP.</p>
Materiale	Polyuretan
Lengde/Størrelse	Størrelse 15,5Fr. Leveres i rett med ulike lengder.
Design	«Side to side» med hull for tredje lumen i midten.
Holdbarhet	Utfra guidelines får det ligge i maks 4 uker.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basissett: kateter, introducernål, skalpell, guidewire, dilatorer, delingsbar introduuser, injeksjonspropp, bandasje.
Produsent	Medcomp®
Innleggelsesteknikk	Seldingerteknikk
Fakta	<p>MR kompatibel</p> <p>For mer informasjon, innleggelse etc, se Medcomps hjemmeside medcompnet.com</p>