

Dialyseseng Silovo



- Designmæssigt ligner det ikke en hospitalsseng
- Optager mindre plads i forhold til hospitalsseng
- Let at rengøre
- Justerbart armlæn på den ene eller begge sider
- Elmotor til justering af ryglæn, sæde, fodstøtte og benstøtte
- Trinløs justering fra siddestilling til sengestilling
- Meget behagelig Viscom madrass, 12 cm
- Centrallås

- Batteridrift
- Håndkontrol
- Lav sædehøjde 53 cm
- Afrundede hjørner på sengen
- Madrasbetræk

Tilbehør

- Håndtag for lettere adgang ind og ud af sengen
- Sengeporte

