

## Fakta

### CDK: Permanent SplitCath III-LT, rett med sidehull

Produktnavn	Split Cath III LT
Bruksområde	Hemodialyse og aferesebehandling
Reparasjonssett	RPK-01

Beskrivelse	Permanent splittet sentralt dialysekateter til voksne. Dobbellumen, rett med sidehull. Kan splittes ytterligere ved behov. Mulighet for translumbal innleggelse.
Materiale	Myk Polyuretan
Lengde/Størrelse	Finnes i ulike lengder og størrelser. For mer informasjon, kontakt Nordic Medcom. Merk at lengdeangivelse ikke er fra cuff til kateterspiss, men hele kateterlengden til hub.
Design	Double D Θ
Holdbarhet	År, kateteret kan ligge så lenge det er behov.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Ulikt, avhengig av hvilken CDK som ønskes, se Medcomps hjemmeside. Basic- sett inneholder: Kateter, introducer nål, guidewire, 2 dilatorer, tunnelerer, delingsbar introducer, 2 propper
Produsent	Medcomp®
Innleggingsteknikk	Antegrad tunnelering. Kateterets spiss anbefales å ligge i høyre forkammer. Ved innleggelse i femoralis, skal kateterspissen ligge i krysningen vena iliaca og vena cava inferior.
Fakta	MR kompatibel For mer informasjon, innleggelse etc, se Medcomps hjemmeside <a href="http://Medcompnet.com">Medcompnet.com</a>