

Medcomp® esittelee uuden koaksiaalisen Micro-Stick® muotoilun

Kehittyneen tekniikan, ja huolellisesti muotoiltujen yksityiskohtien ansiosta, keskitymme kokonaisuuteen luodaksemme suunniteltua suorituskykyä.

Micro-Stick® Muotoilu. Kärjen uusi kehittynyt muotoilu parantaa suorituskykyä.

- Parempi kärki suonen asteittaiseen dilatoimiseen.
- Uusi huoliteltu kärjenmuotoilu, ja huomaamaton vaipan ja dilataattorin liitos helpottaa suoneen pääsyä.
- Jäykässä versiossa on teräskanyyli dilaattorin sisällä, näin saadaan lisäjäykkyyttä kovempien suonenseinämien läpäisyssä.

Uudella huolitellulla kärjenliitoksella varmistetaan luotettava suorituskyky.

Medcomp® tarjoaa useampia vaihtoehtoja, jotta toimenpiteet voidaan räätälöidä potilaan tarpeiden mukaan.

Koaksiaalinen Micro-Stick®

- 4:n ja 5:n Frenchin vaippavaihtoehdot.
- Jäykkäversio mahdollistaa pääsyn kovempiin suoniin.

21 Gauge Super Sharp™ Neula

- Tarjoaa vähemmän traumaattisen punktion.
- Echogeeninen kärki parempaan näkyvyyteen.
- Viisteindikaattorilla armistetaan viisteen asento.

Vaihtoehtoina .018 x 45cm Ohjausvaijerit

- Nitinol tai teräsvaijeri.
- Röntgenpositiivinen digitaalinen kärki parantaa visualisointia.
- Taipuisan kärjen kaarevuus helpottaa suoneen pääsyä.

Tilaustiedot

Tilausnro	Vaijeri röntgenpositiivisella kärjellä
MR190421	4 FR Micro-Stick asennussetti, Nitinol -vaijerilla
MR190521	5 FR Micro-Stick asennussetti, Nitinol -vaijerilla
MR190411	4 FR Micro-Stick jäykkä asennussetti, Nitinol -vaijerilla
MR190511	5 FR Micro-Stick jäykkä asennussetti, Nitinol -vaijerilla

Tilausnro	Teräsvaijeri röntgenpositiivisella kärjellä
MR190422	4 FR Micro-Stick asennussetti, teräsvaijerilla
MR190522	5 FR Micro-Stick asennussetti, teräsvaijerilla
MR190412	4 FR Micro-Stick jäykkä asennussetti, teräsvaijerilla
MR190512	5 FR Micro-Stick jäykkä asennussetti, teräsvaijerilla