

NIPRO Dialysatorer

Elisio

- Syntetisk POLY-NEPHRON™ -membran
- Biokompatibel membran
- Findes som lav-, medium- og høj permeabelt
- Fri fra Bisphenol A og DEHP
- Gammasteriliseret
- HD eller HDF

Elisio low-flux

Produktkode	Størrelse m ²
ELI11L	1,1
ELI13L	1,3
ELI15L	1,5
ELI17L	1,7
ELI19L	1,9
ELI21L	2,1

Elisio medium-flux

Produktkode	Størrelse m ²
ELI11M	1,1
ELI13M	1,3
ELI15M	1,5
ELI17M	1,7
ELI19M	1,9
ELI21M	2,1

Elisio high-flux

Produktkode	Størrelse m ²
ELI09H	0,9
ELI11H	1,1
ELI13H	1,3
ELI15H	1,5
ELI17H	1,7
ELI19H	1,9
ELI21H	2,1
ELI25H	2,5



Sureflux

- Cellulosetriacetat-membran
- Findes som lav-, medium- og høj permeabelt.
- Findes i størrelserne til pædiatrisk behandling
- Fri fra Bisphenol A og DEHP
- Gammasteriliseret

Sureflux L low-flux

Produktkode	Størrelse m ²
03L	0,3
05L	0,5
07L	0,7
09L	0,9
11L	1,1
13L	1,3
15L	1,5
17L	1,7
19L	1,9
21L	2,1

Sureflux E medium-flux

Produktkode	Størrelse m ²
05E	0,5
07E	0,7
09E	0,9
11E	1,1
13E	1,3
15E	1,5
17E	1,7
19E	1,9
21E	2,1

Sureflux UX high-flux

Produktkode	Størrelse m ²
11UX	1,1
13UX	1,3
15UX	1,5
17UX	1,7
19UX	1,9
21UX	2,1
25UX	2,5



Solacea

- Dialysator til den følsomme patient
- Unik dialysator med højt flow. Anvendes med fordel i HDF-behandling med højt flow, hvor patienten er følsom over for syntetisk dialysator.
- Den nye ATA-struktur (Asymmetrisk Triacetat) kombinerer designet af en syntetisk membran med fordelene fra en semi-naturlig fiber.
- Høj biokompatibilitet
- Minimalt Albumin tab
- Hus og membran er BPA og BPS fri

Solacea-H high-flux

Produktkode	Størrelse m ²
15H	1,5
19H	1,9
21H	2,1
25H	2,5



De mest almindelige størrelser er anført ovenfor. For andre anmodninger, spørg Nordic Medcom.