

NiproCart™ bikarbonaatti

Nipron natriumbikarbonaattipatruunaa (NiproCart) voidaan käyttää yhdessä A-konsentraatin kanssa hemodialyysin ulkonesteen valmistamiseen.

Bikarbonaatti on kuivajauhemuodossa, ja siitä voidaan valmistaa hemodialyysin ulkonesteeksi online nestemäistä B-konsentraattia.

Kuiva, natriumbikarbonaatti patruunaa suositellaan käytettäväksi 300-A sarjan A-konsentraatin, 300-C- sarjan A-konsentraatin tai 500-A -sarja A-konsentraatin kanssa.



- Patruuna on universaali eli sopii usean hemodialyysilaitteen käytettäväksi.
- NiproCart on saatavilla eri kokoisina, 650g-1100g.
- Kertakäyttöinen
- CE-sertifioitu
- NiproCart pakkaus on bioyhteensopiva ja natriumbikarbonaatti on erittäin korkea laatuista. (Eur. Pharma. and USP compliant).
- NiproCart-patruunassa on 2 korkkia pakkauksesta otettaessa, joita voidaan käyttää vähentämään käytetyn patruunan vuotamisongelmaa jätteenkäsittelyssä.

Tilauksetiedot

Tilausnro	Tuote	Pakkaus
CART-B650GEU	NiproCart A2F650	650 g
CART-B760GEU	NiproCart A2F760	760 g
CART-B850GEU	NiproCart A2F850	850 g
CART-B1100GEU	NiproCart A2F1100	1100 g