

SecurAcath

En förbättrad produkt för fastsättning av olika typer av katetrar som förhindrar att de ofrivilligt åker ut



Ett vanligt kliniskt problem hos katetrar är en pålitlig fastsättning. Under många år har man använt suturer och häftor med blandat resultat. Att katetern förflyttar sig ur läge eller t om glider ur är vanliga ofta förekommande komplikationer.

Hur använder man SecurAcath?

- SecurAcath är ett litet trubbigt ankare som läggs under huden i instickshålet vid inläggning av dränaget
- Inga suturer behövs
- Inga häftor för säkring av kateterläge behövs
- Sitter på plats under hela kateterns livslängd
- Fungerar vid piccline, cvk, cdk, nefrostomi, allmänna abscess-, gall, pleura- och andra dränagekatetrar

Beställningsinformation

| Produktkod | Storlek | Antal |
|------------|---------|-------|
| 400130 | 3F | 10 st |
| 400140 | 4F | 10 st |
| 400110 | 5F | 10 st |
| 400150 | 6F | 10 st |
| 400120 | 7F | 10 st |
| 400160 | 8F | 10 st |
| 400180 | 10F | 10 st |
| 400200 | 12F | 10 st |

Samtliga SecurAcath är latexfria samt MR-kompatibla

SecurAcath

en förbättrad produkt för fastsättning av dränage

Fördelar med SecurAcath vid Dränagekatetrar

Minskad risk att kateter kommer ur läge samt inga merkostnader för byte av kateter

Ökad stabilitet

SecurAcath säkrar kateterläget precis vid insticksstället
Minimierar kateterens rörelse, bidrar till att katetern inte glider eller förflyttar sig ur läge

Behöver ej sutureras

Inga nålstick nära katetern

Snabb och enkel att applicera



360 graders rengöringsmöjlighet där SecurAcath säkrar kateterens läge

Utmärkt rengöringsmöjlighet runt hela instickshålet
Katetern sitter stabilt och säkert under rengöring

Minskad hudirritation

Inga infektioner från suturer som ger hudirritation och skador
Minskar användningen av bandage som ger hudskador

SecurAcath ökar kateterens livslängd



<https://youtu.be/90XGmVyXGwA>



https://youtu.be/gUBI_FalQ_c



<https://youtu.be/oVfGhzdlznU>



<https://youtu.be/IcpCxWcQQCs>

Ladda ner den nya SecuraCath appen!

