

# T-3 CT

## Dialysekateter med tre lumen

### Midlertidig highflow trelumen kateter



- Det første trelumen kateteret med høy blodflow samt mulighet for infusjoner, prøvetaking og målinger av middels trykk
- 15.5 Fr
- Finnes i fem forskjellige lengder
- CT-infusjon mulig ved 5 ml/s med midtre, lilla lumen
- 90 ° spissvinkel på arteriell lumen holder kateterlåsen på plass i kateteret og reduserer at arterielumen suger seg fast til karveggen

#### Bestillingsinformasjon

Produktnavn	Bestillingsnummer	Pakningsstørrelse
T-3 CT 15,5 Fr x 15 cm	MCO13501	5 stk
T-3 CT 15,5 Fr x 20 cm	MCO13502	5 stk
T-3 CT 15,5 Fr x 24 cm	MCO13503	5 stk
T-3 CT 15,5 Fr x 28 cm	MCO13504	5 stk
T-3 CT 15,5 Fr x 32 cm	MCO13505	5 stk